



PC 1200 M

- PC 1200 M est un électrocardiographe de repos 12 dérivations muni d'un port USB lui permettant de se connecter et s'alimenter via un PC ou une tablette tactile.
- Le logiciel intégré permet l'acquisition rapide d'un électrocardiogramme de grande qualité pouvant être stocké en réseau et imprimé sous format A4.
- Idéal pour les cliniques, hôpitaux et cabinets de cardiologie, PC 1200 M vous confère mobilité, fonctionnalité et facilité d'utilisation par son interface logicielle simple et conviviale.
- PC 1200 M génère automatiquement un fichier PDF et exporte les enregistrements au format JPEG, XML, GDT, texte et Native RAW data.

PC 1200 M est totalement **interfacé DICOM, SIH et CardioPremier** pour une productivité accrue. De nombreuses **options logicielles** permettent de compléter cet équipement : mesures avancées (I1), vectocardiographie (I1), interprétation HAS (I2) ou MEANS (I3), base de données NEMS (Système de management ECG Norav).

L'ECG de repos numérisisé

Par son connecteur USB, cet électrocardiographe est alimenté directement via le port de votre ordinateur ou de votre tablette offrant ainsi une utilisation optimisée.

Caractéristiques générales

Dimensions	15 x 8 x 3 cm
Poids	200g
Normes de sécurité	IEC 60601-1, IEC 60601-2-25, IEC 60601-2-27, EC11
Température de fonction	0°C à 50°C
Humidité	0-85%
Certification	CE0473, FDA

Caractéristiques techniques

Protection défibrillation	Protégé contre une décharge de 360 J	Réjection de mode commun	> 100 dB
Sensibilité	5,10,20,40 mm/mV	Plage de fréquence	0,05 – 300 Hz
Amplitude horizontale	12.5,25,50,100 mm/sec	Filtre passe-bas	20,35,40 Hz
Sensibilité d'entrée	± 10 mV	Filtre ligne de base	Oui
Entrée DC max.	± 300 mV	Filtre secteur	50-60 Hz
Résolution	12 bits (0,3 V/LSB)	Communication	USB
Fréquence d'échantillonnage	500 à 4000 échantillons par seconde	Alimentation	5V
Impédance d'entrée	> 100 MOhm	Consommation courant	< 100 mA



Distribué par



Village POLECO – Cellule 4
Rue Berthelot – BP 25
59860 BRUAY-SUR-L'ESCAUT
FRANCE

Tél. 33 (0)3 27 29 55 44
Fax 33 (0)3 27 29 55 67

save33@orange.fr



WWW.save33.fr

WWW.norav.fr